

**Plasti-med**<sup>®</sup>  
“supporting healthy life”

Урология



# ОГЛАВЛЕНИЕ:

Катетер уретеральный для краткосрочного дренирования: уретеральный.....	2-3
Катетер уретеральный в наборе.....	4-5
Катетер уретеральный для краткосрочного дренирования: уретеральный гидрофильный.....	6
Катетер уретеральный гидрофильный в наборе.....	7
Катетер уретеральный для длительного дренирования: уретеральный длительного применения.....	8-9
Катетер уретеральный длительного применения в наборе.....	10-11
Катетер уретеральный для краткосрочного дренирования: уретеральный удлиняющийся.....	12
Катетер уретеральный удлиняющийся в наборе.....	13
Катетер уретеральный для краткосрочного дренирования: уретеральный удлиняющийся гидрофильный.....	14
Катетер уретеральный для длительного дренирования: уретеральный удлиняющийся длительного применения.....	15
Катетер уретеральный гидрофильный удлиняющийся в наборе.....	16
Катетер уретеральный удлиняющийся длительного применения в наборе.....	17
Катетер силиконовый уретеральный удлиняющийся в наборе.....	18
Катетер эндопиелотомический в наборе.....	19
Катетер уретеральный для краткосрочного дренирования: уретеральный.....	20
Катетер уретеральный для краткосрочного дренирования: уретеральный гидрофильный.....	21
Набор катетеров для надлобковой пункции и дренирования мочевого пузыря.....	22
Катетер для цистометрии уродинамический: уродинамический.....	23
Катетер для цистометрии уродинамический: уродинамический гидрофильный.....	24
Катетер для нефростомии: Малекот.....	25
Катетер «Малекот» для нефростомии в наборе.....	26
Катетер для нефростомии: Re-Entry Малекот.....	27
Катетер для чрескожной нефростомии «Пигтейл».....	28
Катетер гидрофильный «Пигтейл» многофункциональный.....	29
Катетер «Пигтейл» для нефростомии в наборе.....	30
Катетер «Пигтейл» для нефростомии с иглой Трокар в наборе.....	31
Катетер «Пигтейл» для нефростомии с фиксатором в наборе.....	32
Катетер «Пигтейл» для нефростомии с фиксатором и иглой Трокар в наборе.....	33
Катетер «Пигтейл» гидрофильный многофункциональный с иглой и фиксатором в наборе.....	34
Корзина для удаления камней, винтовидная нитиноловая (Nitinol Helical).....	35
Корзина для удаления камней, плоская нитиноловая (Nitinol Flat Wire).....	35
Корзина для удаления камней, с нулевым кончиком.....	36
Корзина для удаления камней, нитиноловая с тремя зубцами (Nitinol Triprong).....	36
Корзина для удаления камней, для чрескожной нефролитотомии (Nitinol Percutaneous Basket).....	37
Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием.....	37
Проводник нитиноловый «Зебра».....	38
Проводник нитиноловый ПТФЭ с гидрофильным кончиком.....	38
Проводник нитиноловый.....	39
Набор дилататоров уретеральных.....	40
Дилататор почечный с оболочкой: дилататор винтовой.....	40
Дилататор мочеточниковый с оболочкой: катетер для дилатации Ноттингем.....	41
Дилататор почечный с оболочкой: дилататор фасциальный.....	41
Набор дилататоров фасциальных.....	41
Катетер-дилататор баллонный: дилататор уретеральный баллонный.....	42
Катетер-дилататор баллонный: дилататор баллонный для трансуретроскопии.....	42
Катетер-дилататор баллонный: катетер баллонный для окклюзионный.....	43
Катетер-дилататор баллонный: дилататор баллонный для нефростомии.....	43
Дилататор мочеточниковый с оболочкой: дилататор уретеральный с оболочкой.....	43
Набор для дилатации нефростомы Амплатц.....	44
Дилататор почечный с оболочкой: дилататор почечный Амплатц с оболочкой.....	45
Инфлятор.....	45
Иглы пункционные: игла интродьюсерная TLA; игла Initial; игла Чива.....	46

[WWW.PLASTI-MED.RU](http://WWW.PLASTI-MED.RU)

Компания «Альянс Т» - эксклюзивный дистрибьютор компании Пласти-Мед (Турция), занимающейся с 1994 года производством медицинских расходных материалов, в том числе для урологии.

Благодаря отличному качеству в соответствии с мировыми стандартами и безупречной репутации, продукция компании пользуется большим спросом по всему миру.

На российском рынке расходные материалы для урологии производства Пласти-Мед представляет компания «Альянс-Т».

ООО «Альянс Т»

192007 Санкт-Петербург ул.Тамбовская д.8, лит. Б Тел. +7 (812) 740-10-86 Info@aliancet.ru




Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 3 месяца.



Размер, French	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	8	500001	500085
	10	500002	500086
	12	500003	500087
	14	500004	500088
	16	500005	500089
	18	500006	500090
	20	500007	500091
	22	500008	500092
	24	500009	500093
	26	500010	500094
	28	500011	500095
	30	500012	500096
4	8	500013	500097
	10	500014	500098
	12	500015	500099
	14	500016	500100
	16	500017	500101
	18	500018	500102
	20	500019	500103
	22	500020	500104
	24	500021	500105
	26	500022	500106
	28	500023	500107
	30	500024	500108

Размер French	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
4,7	8	500025	500109
	10	500026	500110
	12	500027	500111
	14	500028	500112
	16	500029	500113
	18	500030	500114
	20	500031	500115
	22	500032	500116
	24	500033	500117
	26	500034	500118
	28	500035	500119
30	500036	500120	
4,8	8	500037	500121
	10	500038	500122
	12	500039	500123
	14	500040	500124
	16	500041	500125
	18	500042	500126
	20	500043	500127
	22	500044	500128
	24	500045	500129
	26	500046	500130
	28	500047	500131
30	500048	500132	
5	8	500049	500133
	10	500050	500134
	12	500051	500135
	14	500052	500136
	16	500053	500137
	18	500054	500138
	20	500055	500139
	22	500056	500140
	24	500057	500141
	26	500058	500142
	28	500059	500143
30	500060	500144	
6	8	500061	500145
	10	500062	500146
	12	500063	500147
	14	500064	500148
	16	500065	500149
	18	500066	500150
	20	500067	500151
	22	500068	500152
	24	500069	500153
	26	500070	500154
	28	500071	500155
30	500072	500156	
7	8	500073	500157
	10	500074	500158
	12	500075	500159
	14	500076	500160
	16	500077	500161
	18	500078	500162
	20	500079	500163
	22	500080	500164
	24	500081	500165
	26	500082	500166
	28	500083	500167
30	500084	500168	




Катетер уретеральный в наборе: катетер, зажим, проводник, толкатель.

Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 3 месяца.



Размер French	Проводник, inches	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	0,021	8	510001	510085
	0,021	10	510002	510086
	0,021	12	510003	510087
	0,021	14	510004	510088
	0,021	16	510005	510089
	0,021	18	510006	510090
	0,021	20	510007	510091
	0,021	22	510008	510092
	0,021	24	510009	510093
	0,021	26	510010	510094
	0,021	28	510011	510095
	0,021	30	510012	510096
4	0,025	8	510013	510097
	0,025	10	510014	510098
	0,025	12	510015	510099
	0,025	14	510016	510100
	0,025	16	510017	510101
	0,025	18	510018	510102
	0,025	20	510019	510103
	0,025	22	510020	510104
	0,025	24	510021	510105
	0,025	26	510022	510106
	0,025	28	510023	510107
	0,025	30	510024	510108

Размер, French	Проводник, inches	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
4,7	0,035	8	510025	510109
	0,035	10	510026	510110
	0,035	12	510027	510111
	0,035	14	510028	510112
	0,035	16	510029	510113
	0,035	18	510030	510114
	0,035	20	510031	510115
	0,035	22	510032	510116
	0,035	24	510033	510117
	0,035	26	510034	510118
	0,035	28	510035	510119
	0,035	30	510036	510120
4,8	0,035	8	510037	510121
	0,035	10	510038	510122
	0,035	12	510039	510123
	0,035	14	510040	510124
	0,035	16	510041	510125
	0,035	18	510042	510126
	0,035	20	510043	510127
	0,035	22	510044	510128
	0,035	24	510045	510129
	0,035	26	510046	510130
	0,035	28	510047	510131
	0,035	30	510048	510132
5	0,035	8	510049	510133
	0,035	10	510050	510134
	0,035	12	510051	510135
	0,035	14	510052	510136
	0,035	16	510053	510137
	0,035	18	510054	510138
	0,035	20	510055	510139
	0,035	22	510056	510140
	0,035	24	510057	510141
	0,035	26	510058	510142
	0,035	28	510059	510143
	0,035	30	510060	510144
6	0,038	8	510061	510145
	0,038	10	510062	510146
	0,038	12	510063	510147
	0,038	14	510064	510148
	0,038	16	510065	510149
	0,038	18	510066	510150
	0,038	20	510067	510151
	0,038	22	510068	510152
	0,038	24	510069	510153
	0,038	26	510070	510154
	0,038	28	510071	510155
	0,038	30	510072	510156
7	0,038	8	510073	510157
	0,038	10	510074	510158
	0,038	12	510075	510159
	0,038	14	510076	510160
	0,038	16	510077	510161
	0,038	18	510078	510162
	0,038	20	510079	510163
	0,038	22	510080	510164
	0,038	24	510081	510165
	0,038	26	510082	510166
	0,038	28	510083	510167
	0,038	30	510084	510168




Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользким.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 3 месяца.



Размер French	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	8	500001H	500085H
	10	500002H	500086H
4	12	500015H	500099H
	14	500016H	500100H
4,8	16	500041H	500125H
	18	500042H	500126H
	20	500043H	500127H
	22	500044H	500128H
	24	500045H	500129H
	26	500046H	500130H
6	28	500047H	500131H
	26	500070H	500154H
7	28	500071H	500155H
	26	500082H	500166H
	28	500083H	500167H








Катетер уретеральный гидрофильный в наборе: катетер, зажим, проводник, толкатель.

Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользким.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.


Внимание: Допустимо использование 3 месяца.



Размер, French	Проводник, inches	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	0,021	8	510001H	510085 H
	0,021	10	510002H	510086 H
4	0,025	12	510015H	510099 H
	0,025	14	510016H	510100 H
4,8	0,035	16	510041H	510125 H
	0,035	18	510042H	510126H
	0,035	20	510043H	510127H
	0,035	22	510044H	510128 H
	0,035	24	510045H	510129 H
	0,035	26	510046H	510130 H
6	0,038	26	510070H	510154 H
	0,038	28	510071H	510155 H
7	0,038	26	510082H	510166 H
	0,038	28	510083H	510167 H



Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.  
 Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета.  
 Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.  
 Внимание: Допустимо использование 6 месяца.



Размер, French	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	8	500169	500265
	10	500170	500266
	12	500171	500267
	14	500172	500268
	16	500173	500269
	18	500174	500270
	20	500175	500271
	22	500176	500272
	24	500177	500273
	26	500178	500274
	28	500179	500275
30	500180	500276	
4	8	500181	500277
	10	500182	500278
	12	500183	500279
	14	500184	500280
	16	500185	500281
	18	500186	500282
	20	500187	500283
	22	500188	500284
	24	500189	500285
	26	500190	500286
	28	500191	500287
30	500192	500288	
4,7	8	500193	-
	10	500194	-
	12	500195	-
	14	500196	-
	16	500197	-
	18	500198	-
	20	500199	-
	22	500200	-
	24	500201	-
	26	500202	-
	28	500203	-
30	500204	-	

Размер, French	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
4,8	8	500205	500289
	10	500206	500290
	12	500207	500291
	14	500208	500292
	16	500209	500293
	18	500210	500294
	20	500211	500295
	22	500212	500296
	24	500213	500297
	26	500214	500298
	28	500215	500299
	30	500216	500300
5	8	500217	-
	10	500218	-
	12	500219	-
	14	500220	-
	16	500221	-
	18	500222	-
	20	500223	-
	22	500224	-
	24	500225	-
	26	500226	-
	28	500227	-
	30	500228	-
6	8	500229	500301
	10	500230	500302
	12	500231	500303
	14	500232	500304
	16	500233	500305
	18	500234	500306
	20	500235	500307
	22	500236	500308
	24	500237	500309
	26	500238	500310
	28	500239	500311
	30	500240	500312
7	8	500241	500313
	10	500242	500314
	12	500243	500315
	14	500244	500316
	16	500245	500317
	18	500246	500318
	20	500247	500319
	22	500248	500320
	24	500249	500321
	26	500250	500322
	28	500251	500323
	30	500252	500324
8	8	500253	-
	10	500254	-
	12	500255	-
	14	500256	-
	16	500257	-
	18	500258	-
	20	500259	-
	22	500260	-
	24	500261	-
	26	500262	-
	28	500263	-
	30	500264	-




Катетер уретеральный длительного применения в наборе: катетер, зажим, проводник, толкатель.

Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 6 месяца.



Размер, French	Проводник, inches	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	0,021	8	510169	510265
	0,021	10	510170	510266
	0,021	12	510171	510267
	0,021	14	510172	510268
	0,021	16	510173	510269
	0,021	18	510174	510270
	0,021	20	510175	510271
	0,021	22	510176	510272
	0,021	24	510177	510273
	0,021	26	510178	510274
	0,021	28	510179	510275
0,021	30	510180	510276	
4	0,025	8	510181	510277
	0,025	10	510182	510278
	0,025	12	510183	510279
	0,025	14	510184	510280
	0,025	16	510185	510281
	0,025	18	510186	510282
	0,025	20	510187	510283
	0,025	22	510188	510284
	0,025	24	510189	510285
	0,025	26	510190	510286
	0,025	28	510191	510287
0,025	30	510192	510288	
4,7	0,035	8	510193	-
	0,035	10	510194	-
	0,035	12	510195	-
	0,035	14	510196	-
	0,035	16	510197	-
	0,035	18	510198	-
	0,035	20	510199	-
	0,035	22	510200	-
	0,035	24	510201	-
	0,035	26	510202	-
	0,035	28	510203	-
0,035	30	510204	-	

Размер, French	Проводник, inches	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
4,8	0,035	8	510205	510289
	0,035	10	510206	510290
	0,035	12	510207	510291
	0,035	14	510208	510292
	0,035	16	510209	510293
	0,035	18	510210	510294
	0,035	20	510211	510295
	0,035	22	510212	510296
	0,035	24	510213	510297
	0,035	26	510214	510298
	0,035	28	510215	510299
0,035	30	510216	510300	
5	0,035	8	510217	-
	0,035	10	510218	-
	0,035	12	510219	-
	0,035	14	510220	-
	0,035	16	510221	-
	0,035	18	510222	-
	0,035	20	510223	-
	0,035	22	510224	-
	0,035	24	510225	-
	0,035	26	510226	-
	0,035	28	510227	-
0,035	30	510228	-	
6	0,038	8	510229	510301
	0,038	10	510230	510302
	0,038	12	510231	510303
	0,038	14	510232	510304
	0,038	16	510233	510305
	0,038	18	510234	510306
	0,038	20	510235	510307
	0,038	22	510236	510308
	0,038	24	510237	510309
	0,038	26	510238	510310
	0,038	28	510239	510311
0,038	30	510240	510312	
7	0,038	8	510241	510313
	0,038	10	510242	510314
	0,038	12	510243	510315
	0,038	14	510244	510316
	0,038	16	510245	510317
	0,038	18	510246	510318
	0,038	20	510247	510319
	0,038	22	510248	510320
	0,038	24	510249	510321
	0,038	26	510250	510322
	0,038	28	510251	510323
0,038	30	510252	510324	
8	0,038	8	510253	-
	0,038	10	510254	-
	0,038	12	510255	-
	0,038	14	510256	-
	0,038	16	510257	-
	0,038	18	510258	-
	0,038	20	510259	-
	0,038	22	510260	-
	0,038	24	510261	-
	0,038	26	510262	-
	0,038	28	510263	-
-	0,038	30	510264	-




Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. Возможность удлинения катетера до 32см.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 3 месяца.



Размер, French	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	8-18	520001	520009
3,5	8-18	520002	520010
4	10-20	520003	520011
4,5	12-22	520004	520012
4,7	12-22	520005	520013
4,8	22-32	520006	520014
6	22-32	520007	520015
7	22-32	520008	520016






Катетер уретеральный удлиняющийся в наборе: катетер, зажим, проводник, толкатель.

Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. Возможность удлинения катетера до 32см.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 3 месяца.



Размер, French	Проводник, inches	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	0,021	8-18	520033	520041
3,5	0,025	8-18	520034	520042
4	0,025	10-20	520035	520043
4,5	0,035	12-22	520036	520044
4,7	0,035	12-22	520037	520045
4,8	0,038	22-32	520038	520046
6	0,038	22-32	520039	520047
7	0,038	22-32	520040	520048




Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользким. Возможность удлинения катетера до 32см.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 3 месяца.



Размер, French	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	8-18	520001H	520009H
4	10-20	520003H	520011H
4,8	22-32	520006H	520014H
6	22-32	520007H	520015H
7	22-32	520008H	520016H






Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. Возможность удлинения катетера до 32см.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 6 месяца.



Размер, French	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	8-18	520017	520025
3,5	8-18	520018	520026
4	10-20	520019	520027
4,5	12-22	520020	520028
4,7	12-22	520021	520029
4,8	22-32	520022	520030
6	22-32	520023	520031
7	22-32	520024	520032





Катетер уретеральный гидрофильный удлиняющийся в наборе: катетер, зажим, проводник, толкатель.

Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользким. Возможность удлинения катетера до 32см.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 3 месяца.



Размер, French	Проводник, inches	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	0,021	8-18	520033H	520041H
4	0,025	10-20	520035H	520043H
4,8	0,038	22-32	520038H	520046H
6	0,038	22-32	520039H	520047H
7	0,038	22-32	520040H	520048H




Катетер уретеральный удлиняющийся длительного применения в наборе: катетер, зажим, проводник, толкатель.

Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биологически безопасного рентгенконтрастного полиуретанового эластомера с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. Возможность удлинения катетера до 32см.


Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 6 месяца.




Катетер

Зажим



Проводник



Толкатель



Размер, French	Проводник, inches	Длина, см	Тип закрытый	Тип открытый
3	0,021	8-18	520049	520057
3,5	0,025	8-18	520050	520058
4	0,025	10-20	520051	520059
4,5	0,035	12-22	520052	520060
4,7	0,035	12-22	520053	520061
4,8	0,038	22-32	520054	520062
6	0,038	22-32	520055	520063
7	0,038	22-32	520056	520064



Катетер силиконовый уретеральный удлиняющийся в наборе: катетер, зажим, проводник, толкатель.

Назначение: внутренний дренаж верхних отделов мочевыделительной системы.

Изготовлен из биоинертного материала – стопроцентный силикон. Данный материал обеспечивает пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. Возможность удлинения катетера до 32см.


Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: Допустимо использование 12 месяца.



Катетер

Зажим




Проводник



Толкатель




Размер, French	Проводник, inches	Длина, см	Тип закрытый
4,8	0,038	22-32	520065
6	0,038	22-32	520066
7	0,038	22-32	520067



Назначение: для контрастных рентгенологических исследований, для эндоскопического исследования чашечно-лоханочной системы (восходящая уретропиелография), для временного наружного дренирования мочевыводящих путей. Изготовлен из высококачественного мягкого, пластичного рентгенконтрастного материала, имеет сантиметровую шкалу. Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.




Размер, French	Тип	Артикул	Длина, см
3	Закрытый конец	537001	70
4		537002	
5		537003	
5,5		537004	
6		537005	
7		537006	
8		537007	
3	Открытый конец	537010	
4		537011	
5		537012	
5,5		537013	
6		537014	
7		537015	
8		537016	



Назначение: для контрастных рентгенологических исследований, для эндоскопического исследования чашечно-лоханочной системы (восходящая уретропиелография), для временного наружного дренирования мочевыводящих путей. Изготовлен из высококачественного мягкого, пластичного рентгенконтрастного материала, имеет сантиметровую шкалу. Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Тип	Артикул	Длина, см
3	Закрытый конец	537001	70
4		537002	
5		537003	
5,5		537004	
6		537005	
7		537006	
8		537007	
3	Открытый конец	537010	
4		537011	
5		537012	
5,5		537013	
6		537014	
7		537015	
8		537016	



Назначение: для контрастных рентгенологических исследований, для эндоскопического исследования чашечно-лоханочной системы (восходящая уретропиелография), для временного наружного дренирования мочевыводящих путей.

Изготовлен из высококачественного мягкого, пластичного рентгенконтрастного материала, имеет сантиметровую шкалу. Поверхность катетера имеет гидрофильное покрытие и соприкасаясь с влагой приобретает ультраскользкую поверхность, что обеспечивает комфорт и атравматичность при использовании.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.




Размер French	Тип	Артикул	Длина, см
3	Закрытый конец	537001H	70
4		537002H	
5		537003H	
6		537005H	
7		537006H	
3		Открытый конец	
4	537011H		
5	537012H		
6	537014H		
7	537015H		




Набор катетеров для надлобковой пункции и дренирования мочевого пузыря в составе: катетер «Пигтейл», катетер баллонный, катетер баллонный «Пигтейл», трокар, емкость для сбора жидкости, зажим, скальпель.

Назначение: для пункционной надлобковой цистостомии.  
Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Катетер «Пигтейл»



Баллонный катетер




Баллонный катетер «Пигтейл»




Трокар



Емкость для сбора мочи



Зажим




Скальпель



Размер, French	Артикул	Длина, см
10	539001	65
12	539002	
14	539003	
16	539004	
10	539009	40
12	539010	
14	539011	
16	539012	






Назначение: используется для оценки изменений внутри мочевого пузыря или уретры во время наполнения или мочеиспускания. Отслеживает степень недержания мочи.  
 Изготовлен из биологически безопасного полиуретана.  
 Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.


Тип/1




Тип/2



Тип/3



Тип/P



Размер, French	Артикул	Тип	Длина, см
4	545001	/1	40 cm
5	545002		
6	545003		
6	545004	/2	40 cm
8	545005		
9	545006		
10	545007		
12	545008		
8	545009	/3	40 cm
9	545010		
10	545011		
11	545012		
12	545013		
8	545014	/P	40 cm
9	545015		
10	545016		
11	545017		
12	545018		




Назначение: используется для оценки изменений внутри мочевого пузыря или уретры во время наполнения или мочеиспускания. Отслеживает степень недержания мочи.  
 Изготовлен из биологически безопасного полиуретана. Поверхность катетера имеет гидрофильное покрытие и соприкасаясь с влагой приобретает ультраскользкую поверхность, что обеспечивает комфорт и атравматичность при использовании.  
 Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.


Тип/1



Тип/2



Тип/3



Размер, French	Артикул	Тип	Длина, см
4	545020	/1	40
5	545021		
6	545022		
6	545023	/2	40
8	545024		
9	545025		
10	545026		
12	545027		
8	545028	/3	40
9	545029		
10	545030		
11	545031		
12	545032		



Назначение: используется при чрескожном дренировании чашечно-лоханочной системы почки.  
Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Длина, см	Артикул
6	30	538001
8		538002
10		538003
12		538004
14		538005
16		538006
18		538007
20		538008
22		538009
24		538010
26		538011
28		538012




Катетер «Малекот» для нефростомии в наборе: катетер «Малекот», толкатель, игла чиза, игла пункционная, дилататор, проводник, трубка дренажная, мешок для сбора жидкости, диск для фиксации катетера.

Назначение: используется при чрескожном дренировании чашечно-лоханочной системы почки.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Внимание: катетер использовать не более четырёх недель.




Размер, French	Длина, см	Артикул	Проводник, inches
6	30	538013	0,035
8		538014	
10		538015	
12		538016	
14		538017	
16		538018	
18		538019	
20		538020	
22		538021	
24		538022	
26		538023	
28		538024	
8		538025	0,035
10		538026	0,038
12	538027		
14	538028		



Назначение: используется в качестве нефростомического катетера с возможностью дренажа почки и мочевого пузыря одновременно. Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Конец, French	Длина, см	Артикул
14	5	30	538029
14	5	45	538030
14	5	48	538031
14	6	30	538032
14	6	45	538033
14	6	48	538034
14	7	30	538035
14	7	45	538036
14	7	48	538037
16	6	30	538038
16	6	45	538039
16	6	48	538040
18	8	30	538041
18	8	45	538042
18	8	48	538043
20	8	30	538044
20	8	45	538045
20	8	48	538046



Назначение: используется при чрескожном дренировании чашечно-лоханочной системы почки.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Артикул	Фиксатор	Длина, см
6	537019	-	30
7	537020	-	
8	537021	-	
8,5	537022	-	
9	537023	-	
10	537024	-	
12	537025	-	
14	537026	-	
16	537027	-	
18	537028	-	
6	537029	-	22 - 30
7	537030	-	
8	537031	-	
8,5	537032	-	
9	537033	-	
10	537034	-	
12	537035	-	
14	537036	-	
16	537037	-	
18	537038	-	
6	540001	+	30
7	540002	+	
8	540003	+	
8,5	540004	+	
9	540005	+	
10	540006	+	
12	540007	+	
14	540008	+	
16	540009	+	
18	540010	+	
6	540011	+	22 - 30
7	540012	+	
8	540013	+	
8,5	540014	+	
9	540015	+	
10	540016	+	
12	540017	+	
14	540018	+	
16	540019	+	
18	540020	+	




Назначение: используется при чрескожном дренировании чашечно-лоханочной системы почки.

Поверхность катетера имеет гидрофильное покрытие и соприкасаясь с влагой приобретает ультраскользкую поверхность, что обеспечивает комфорт и атравматичность при использовании.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Катетер «Пигтейл»



Размер, French	Артикул	Фиксатор	Длина, см
6	540011H	+	22 - 30
7	540012H	+	
8	540013H	+	
8,5	540014H	+	
9	540015H	+	
10	540016H	+	
12	540017H	+	
14	540018H	+	
16	540019H	+	
18	540020H	+	




Катетер «Пигтейл» для нефростомии в наборе: катетер «Пигтейл», обтюратор, игла чиза, игла пункционная, дилататор, проводник, трубка дренажная, мешок для сбора жидкости, диск для фиксации катетера.

Назначение: используется при чрескожном дренировании чашечно-лоханочной системы почки.


Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Мешок для сбора жидкости



Размер, French	Артикул	Проводник	Длина, см
6	537039	0,035	30
7	537040		
8	537041		
8,5	537042		
9	537043		
10	537044	0,038	
12	537045		
14	537046		
16	537047		
18	537048		







Катетер «Пигтейл» для нефростомии с иглой Трокар в наборе: катетер «Пигтейл», обтюратор, игла трокар, игла чиба, игла пункционная, дилататор, проводник, трубка дренажная, мешок для сбора жидкости, диск для фиксации катетера.

Назначение: используется при чрескожном дренировании чашечно-лоханочной системы почки с возможностью использования техники постановки по Сельдингеру.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.




Мешок для сбора жидкости



Диск для фиксации катетера

Скальпель



Размер, French	Артикул	Проводник, inches	Длина, см
6	537049	0,035	22 - 30
7	537050		
8	537051		
8,5	537052		
9	537053		
10	537054		
12	537055	0,038	
14	537056		
16	537057		
18	537058		




Катетер «Пигтейл» для нефростомии с фиксатором в наборе: катетер «Пигтейл», обтюратор, игла чиза, игла пункционная, дилататор, проводник, трубка дренажная, мешок для сбора жидкости, диск для фиксации катетера.



Назначение: используется при чрескожном дренировании чашечно-лоханочной системы почки.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Мешок для сбора жидкости



Диск для фиксации катетера




Размер, French	Артикул	Проводник, inches	Длина, см
6	540021	0,035	30
7	540022		
8	540023		
8,5	540024		
9	540025		
10	540026		
12	540027	0,038	
14	540028		
16	540029		
18	540030		



Катетер «Пигтейл» для нефростомии с фиксатором и иглой трокар в наборе: катетер «Пигтейл», обтюратор, игла трокар, игла чиза, игла пункционная, дилататор, проводник, трубка дренажная, мешок для сбора жидкости, скальпель, диск для фиксации катетера.

Назначение: используется при чрескожном дренировании чашечно-лоханочной системы почки с возможностью использования техники постановки по Сельдингеру.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Артикул	Проводник, inches	Длина, см
6	540031	0,035	22 - 30
7	540032		
8	540033		
8,5	540034		
9	540035		
10	540036	0,038	
12	540037		
14	540038		
16	540039		
18	540040		




Катетер «Пигтейл» гидрофильный многофункциональный с иглой и фиксатором в наборе: катетер «Пигтейл», обтюратор, игла трокар, игла чибя, игла пункционная, дилататор, проводник, трубка дренажная, мешок для сбора жидкости, скальпель, диск для фиксации катетера.

Назначение: используется при чрескожном дренировании чашечно-лоханочной системы почки с возможностью использования техники постановки по Сельдингеру.

Поверхность катетера имеет гидрофильное покрытие и соприкасаясь с влагой приобретает ультраскользкую поверхность, что обеспечивает комфорт и атравматичность при использовании.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Артикул	Проводник, inches	Длина, см
6	540031H	0,035	22 - 30
7	540032H		
8	540033H		
8,5	540034H		
9	540035H		
10	540036H	0,038	
12	540037H		
14	540038H		
16	540039H		
18	540040H		

## Корзина для удаления камней, винтовидная нитиноловая (Nitinol Helical)




Назначение: используется для эндоскопического захвата, манипулирования и удаления камней из мочевыводящих путей.  
Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Артикул	Количество нитей	Длина, см
3	532001	4	90
4	532002		
5	532003		
6	532004		
3	532005	5	
4	532006		
5	532007		
6	532008		

## Корзина для удаления камней, плоская нитиноловая (Nitinol Flat Wire)




Назначение: используется для эндоскопического захвата, манипулирования и удаления камней из мочевыводящих путей.  
Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Артикул	Количество нитей	Длина, см
3	532009	4	90
4	532010		
5	532011		
3	532012	5	
4	532013		
5	532014		

## Корзина для удаления камней, с нулевым кончиком




Назначение: используется для эндоскопического захвата, манипулирования и удаления камней из мочевыводящих путей.

Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Артикул	Количество нитей	Длина, см
2,4	532015	4	90
3	532016		
4	532017		
5	532018		
2,4	532023	5	120
3	532024		
4	532025		
5	532026		
1,5	532040	4	120
1,9	532042		
2,2	532041		



Размер, French	Артикул	Количество нитей	Длина, см
2.2	532043	6	120
3.0	532044		

## Корзина для удаления камней, нитиновая с тремя зубцами (Nitinol Triprong)

Назначение: используется для эндоскопического захвата, манипулирования и удаления камней из мочевыводящих путей.


Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Артикул	Количество нитей	Длина, см
3	532035	3	90
4	532036		
5	532037		

## Корзина для удаления камней, для чрескожной нефролитотомии (Nitinol Percutaneous Basket)

Назначение: используется для атравматичного захвата, и извлечения камней при пункционной нефростомии. Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.



Размер, French	Артикул	Количество нитей	Длина, см
10	532039	4	38
12	532038	4	38

## Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием




Проводник произведен из нитинола, покрыт гидрофильным покрытием, стойким к разрывам изгибам. С легкостью проходит через анатомически сложные проходы. Имеет закругленный конец и совместим со всеми уретро-, цистоскопами.



Размер, inches	Артикул	Форма кончика	Вид кончика	Длина, см
0,018	536001	Прямая	3см гибкий	150
0,025	536002			
0,028	536003			
0,032	536004			
0,035	536005			
0,038	536006			
0,018	536007	Изогнутая		
0,025	536008			
0,028	536009			
0,032	536010			
0,035	536011			
0,038	536012			

## Проводник нитиноловый «Зебра»



Проводник сочетает в себе удобный к вращению и стойкий к перегибам нитиноловый стержень. Это обеспечивает хорошую навигацию при прохождении и в уретроскопе. Рентгенконтрастен.




Размер, inches	Артикул	Форма кончика	Вид кончика	Длина, см
0,018	536013	Прямая	5см гибкий	150
0,025	536014			
0,028	536015			
0,032	536041			
0,035	536042			
0,038	536043			
0,018	536019			

## Проводник нитиноловый ПТФЭ с гидрофильным кончиком



Универсальный дизайн. Конически подвижный проксимальный конец помогает в прохождении через любой уретроскоп. Мягкий кончик с гидрофильным покрытием. Прочный нитиноловый стержень.




Размер, inches	Артикул	Форма кончика	Вид кончика	Длина, см
0,035	536023	Прямая	8см гибкий	150
0,038	536024		8см гибкий со всех сторон	
0,035	536038			
0,035	536039		5см гибкий	






Проводник предназначен для установки и замены катетера уретерального.



Размер, inches	Артикул	Форма кончика	Вид кончика	Длина, см
0,018	536025	Прямая	3см гибкий	150
0,025	536026			
0,028	536027			
0,032	536028			
0,035	536029			
0,038	536030			
0,018	536031	J-образная	3см гибкий	150
0,025	536032			
0,028	536033			
0,032	536034			
0,035	536035			
0,038	536036			
0,035	536037	Прямая	5см гибкий	



Назначение: используется для дилатации уретральной полости с целью создания и поддержки доступа в мочевой пузырь для гибкой цистоскопии.



Артикул	Кончик, French	Размер, French	Длина, см
533001	6	8 - 22	70

## Дилататор почечный с оболочкой: дилататор винтовой




Назначение: используется для одноступенчатой дилатации, что может быть использовано вместо последовательного расширения.



Артикул	Кончик, French	Длина, см	Размер, French
542001	6	22	16

## Дилататор мочеточниковый с оболочкой: катетер для дилатации Ноттингем



Назначение: используется для расширения мочеточника и мочеточниковых сужений в один прием.



Артикул	Кончик, French	Длина, см	Размер, French
542002	6	70	12

## Дилататор почечный с оболочкой: дилататор фасциальный



Назначение: используется для фасциальной дилатации нефростомы.



Артикул	Размер, French	Длина, см
542008	6	22
542009	8	22
542010	10	22
542011	12	22
542012	14	22
542013	16	22

## Набор дилататоров фасциальных



Назначение: используется для фасциальной дилатации нефростомы.




Артикул	Размер, French	Длина, см
542014	6 - 16	22

## Катетер-дилататор баллонный: дилататор уретральный баллонный



Назначение: используется при уретральной баллонной дилатации.




Артикул	Размер баллона в надутом состоянии мм/F	Длина баллона, см	Размер, French	Рабочая длина, см
533002	4 / 12	4	5	75
533003		5	5	75
533004		6	5	75
533005	5 / 15	4	5	75
533006		5	5	75
533007		6	5	75
533008	6 / 18	4	5	75
533009		5	5	75
533010		6	5	75
533011	7 / 21	4	5	75
533012		5	5	75
533016	8 / 24	4	5	75
533017	9 / 27	4	5	75
533018	10 / 30	4	5	75

## Катетер-дилататор баллонный: дилататор баллонный для трансуретроскопии



Назначение: используется при трансуретроскопии.




Артикул	Размер баллона в надутом состоянии мм/F	Длина баллона, см	Размер, French	Рабочая длина, см
533014	4 / 12	4	3	90

## Катетер-дилататор баллонный: катетер баллонный окклюзивный



Назначение: предназначен для быстрого и атравматичного перекрытия просвета сосудов при их разрывах и массивном кровотечении без применения зажимов или турникетов.




Артикул	Размер баллона в надутом состоянии мм/F	Длина баллона, см	Размер, French	Рабочая длина, см
533021	0,75	4	7	80

## Катетер-дилататор баллонный: дилататор баллонный для нефростомии



Назначение: предназначен для расширения почечной капсулы при нефростомии. Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.




Артикул	Размер баллона в надутом состоянии мм/F	Длина баллона, см	Размер, French	Рабочая длина, см
533013	12	10 / 30	7	55
533020	15	10 / 30	7	55

## Дилататор мочеточниковый с оболочкой: дилататор уретеральный с оболочкой



Назначение: создание канала для оперативного прохода уретроскопом без необходимости введения проводника или двухпросветного катетера.




Артикул	Внешний диаметр, French	Внутренний диаметр, French	Длина, см	Размер дилататора, French
542015	14	12	38	6 - 12
542016	14	12	54	6 - 12
542021	14	12	25	6 - 12
542026	14	12	45	6 - 12
542027	11,5	9,5	39	6 - 11,5

Набор для дилатации нефростомы Амплатц; катетер; дилататоры - 14 шт; оболочки - 4 шт. Назначение: используется в качестве рабочего прохода во время чрескожной пункционной нефростомии.

Катетер



Дилататоры



Артикул	Наименование
542003	Набор для дилатации нефростомы Амплатц; катетер; дилататоры - 14 шт; оболочки - 4 шт.

## Дилататор почечный с оболочкой: дилататор почечный Амплатц с оболочкой



Назначение: предназначен для почечной дилатации с целью обеспечения атравматичного рабочего хода.



Артикул	Внешний диаметр, French	Внутренний диаметр, French
542004	28	24
542005	30	26
542006	32	28
542007	34	30
542019	20	16
542022	24	20
542023	26	22

## Инфлятор



Предназначен для выполнения процедуры баллонной дилатации. Предназначен для одноразового использования. Выпускается в стерильной упаковке.

Артикул	Описание
534001	Инфлятор
534002	Инфлятор в наборе с трехходовым краником

## Иглы пункционные: игла интродьюсерная TLA; игла Initial; игла Чибя

Назначение: применяются при перкутанной (чрескожной) нефростомии.

Артикул	Наименование	Размер / Длина
543001	Игла интродьюсерная TLA	19G/ 20см
543005	Игла Чибя	18G/ 20см
543006	Игла Чибя	20G/ 20см
543007	Игла Чибя	22G/ 20см
543008	Игла Чибя	18G/ 15см
543009	Игла Чибя	20G/ 15см
543010	Игла Чибя	22G/ 15см
543011	Игла Чибя	18G/ 10см
543012	Игла Чибя	20G/ 10см
543013	Игла Чибя	22G/ 10см

Артикул	Наименование	Размер / Длина	Тип
543002	Игла Initial	18G/ 20см	18G/3/20см
543003	Игла Initial	18G/ 20см	18G/2/20см
543004	Игла Initial	18G/ 15см	18G/2/15см



resim gelecek

indeks gelecek

**Plasti-med**<sup>®</sup>  
“supporting healthy life”

Урология